



Dozownik mydła



Nowoczesny i higieniczny system dozowania.
Optymalna higiena dzięki pompce zintegrowanej z pojemnikiem. Pasuje do ochronnych past mydlanych, Nr-Art. 2-1422 do 2-1425. Z okienkiem. Łatwe otwieranie przez naciśnięcie przycisku. Wykonany z białego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia. Możliwość obsługi dłonią lub ramieniem.

Miniatura



Nr-art.

2-1420

Nazwa

Dozownik mydła do obsługi ręką



2-1421

Dozownik mydła do obsługi ramieniem

Opis

Nowoczesny i higieniczny system dozowania.

Optymalna higiena dzięki pompce zintegrowanej z pojemnikiem. Pasuje do ochronnych past mydlanych, Nr-Art. 2-1422 do 2-1425. Z okienkiem. Łatwe otwieranie przez naciśnięcie przycisku. Wykonany z białego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia. Możliwość obsługi dłonią lub ramieniem.

Wymiary: 291 x 112 x 114 mm (wys. x szer. x gł.).