



Butelki z niebieską zakrętką - o poj. 100 ml - 1 l

Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. W zestawie z niebieskimi zakrętkami z PP i pierścieniami wylewowymi. Posiadają popularny gwint GL 45. Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C (zakrętka musi być dokręcona maksymalnie na jeden obrót).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	S-1494	Butelka ze szkła sodowo-wapniowego - z niebieską zakrętką z PP	100 ml	58 x 104 mm	GL45	1 szt.
	S-1495	Butelka ze szkła sodowo-wapniowego - z niebieską zakrętką z PP	250 ml	70 x 142 mm	GL45	1 szt.
	S-1496	Butelka ze szkła sodowo-wapniowego - z niebieską zakrętką z PP	500 ml	87 x 180 mm	GL45	1 szt.
	S-1497	Butelka ze szkła sodowo-wapniowego - z niebieską zakrętką z PP	1000 ml	101 x 230 mm	GL45	1 szt.

Opis

Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. W zestawie z niebieskimi zakrętkami z PP i pierścieniami wylewowymi. Posiadają popularny gwint GL 45. Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C (zakrętka musi być dokręcona maksymalnie na jeden obrót).