



Markery odporne na niskie temperatury

NALGENE[®]

Markery odporne na niskie temperatury. Przeznaczone do opisywania krioprobówek i pudełek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	1-1932	Marker odporny na niskie temperatury	czarny	1 szt.
	1-1934	Markery odporne na niskie temperatury	czarny, czerwony, niebieski, zielony	4 szt.

Opis

Markery odporne na niskie temperatury. Przeznaczone do opisywania krioprobówek i pudełek.

Grubość końcówki: ok. 2 mm.