



Fiolki NextGen™ V Vial z pełną zakrętką i septą

WHEATON[®]

Fiolki NextGen™ V Vial posiadają stożkowe dno, które ułatwia pracę z próbkami o małej objętości. Na fiolkach znajduje się skala. Dostarczane z czarnymi zakrętkami fenolowymi i septami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Septa	Gwint	Szt./Op.
	G-9004	Fiolki NextGen™ V Vials®	przezroczyste	2,0 ml	PTFE / guma 14B	15-415	12 szt.
	G-9006	Fiolki NextGen™ V Vials®	przezroczyste	3,0 ml	PTFE / guma 14B	20-400	12 szt.
	G-9007	Fiolki NextGen™ V Vials®	przezroczyste	5,0 ml	PTFE / guma 14B	20-400	12 szt.

Opis

Fiolki NextGen™ V Vial charakteryzują się stożkowym dnem. Na fiołce widoczna jest skala. Wykonane ze szkła Wheaton-33™. W komplecie dostarczana jest pełna zakrętka w kolorze czarnym oraz septa PTFE/guma 14B. NextGen™ V Vial dostępne są w różnych pojemnościach: 2,0 ml, 3,0 ml oraz 5,0 ml. Pakowane po 12 sztuk.

Przeznaczone do pracy z cennymi próbkami o małej objętości.