



Pisak diamentowy

Pisaki diamentowe do szkła, płytek szklanych, buteleczek, szkiełek mikroskopowych itd. Dostępne są pisaki w trzech rozmiarach – dobierane w zależności od grubości szkła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Model
	1-7624	Pisak diamentowy	3	drewniany
	1-7621	Pisak diamentowy	5	drewniany
	1-7622	Pisak diamentowy	3	kształt długopisu
	1-7623	Pisak diamentowy	1	kształt długopisu
	L-1006	Pisak diamentowy	1	kształt długopisu

Opis

Pisaki diamentowe przeznaczone do opisywania szkła, płytek szklanych, buteleczek, szkiełek mikroskopowych itp. Stosowane do czynności laboratoryjnych.

Trzy wielkości diamentu:

- pisak o wielkości diamentu 1 – przeznaczony do najcieńszego szkła;
- pisak o wielkości diamentu 3 – przeznaczony do szkła cienkiego i średniej grubości;
- pisak o wielkości diamentu 5 – przeznaczony do szkła grubszego.