



Rysik laboratoryjny z końcówką wolframową



Rysik do szkła z bardzo twardą końcówką. Końcówka wykonana z wolframu. Graweruje szkło, ceramikę i plastik. W kształcie długopisu. Z klipsem do zawieszenia oraz przyciskiem umożliwiającym schowanie końcówki.

Miniatura



Nr-art.

2-5030

Nazwa

Rysik laboratoryjny z końcówką wolframową

Opis

Rysik do szkła z bardzo twardą końcówką. Końcówka wykonana z wolframu. Graweruje szkło, ceramikę i plastik. W kształcie długopisu. Z klipsem do zawieszenia oraz przyciskiem umożliwiającym schowanie końcówki.