



Saszetki DeconBags



Saszetki absorbujące bromek etydyny z roztworów. Zawierają specjalny węgiel aktywny o właściwościach absorpcyjnych. Odporne na większość rozpuszczalników organicznych, także w postaci rozcieńczonej, jak np. aceton, chloroform, etanol, isopropanol, n-butanol czy fenol. Przeznaczone do jednorazowego użytku.

Miniatura



Nr-art.

B-3329

Nazwa

Saszetki DeconBags

Szt./Op.

50 szt.

Opis

Saszetki absorbujące bromek etydyny z roztworów. Zawierają specjalny węgiel aktywny o właściwościach absorpcyjnych. Odporne na większość rozpuszczalników organicznych, także w postaci rozcieńczonej, jak np. aceton, chloroform, etanol, isopropanol, n-butanol czy fenol. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Jedna saszetka może wchłonąć do 2,5 mg bromku etydyny. Wydajność na poziomie >99%.

Wym. saszetki: 6 x 2,5 cm.