



Zestaw łyżek pomiarowych ze stali szlachetnej



Zestaw czterech łyżek pomiarowych ze stali szlachetnej o poj. od 1,25 do 15 ml. Łyżeczki odporne na działanie temperatury u chemikaliów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szt./Op.
	N-2524	Zestaw łyżek pomiarowych	stal szlachetna	zestaw 4 szt.

Opis

Zestaw 4 łyżeczek dozująco-pomiarowych wykonanych ze stali szlachetnej. Łyżeczki są odporne na działanie wysokich temperatur i chemikaliów. Przydatne do dodawania, porcjowania i odważania cieczy lub proszków. Połączone pierścieniem. Komplet składa się z łyżeczek o pojemności: 1,25 ml, 2,5 ml, 5,0 ml oraz 15 ml.