



Statyw na taśmy



Statyw na kilka rolek taśmy o średnicy wew. 76 mm i szer. 89 mm. Wyposażony w platformę do opisu 102 x 152 mm z ząbkowaną krawędzią tnącą. Odpowiednio ciężka podstawa posiada cztery gumowe antypoślizgowe nóżki. Wykonany ze stali pokrytej sztuczną żywicą.

Miniatura



Nr-art.

6-1130

Nazwa

Dozownik na taśmy

Opis

Statyw na kilka rolek taśmy o średnicy wew. 76 mm i szer. 89 mm. Wyposażony w platformę do opisu 102 x 152 mm z ząbkowaną krawędzią tnącą. Odpowiednio ciężka podstawa posiada cztery gumowe antypoślizgowe nóżki. Wykonany ze stali pokrytej sztuczną żywicą.

Wymiary: 26 x 15 x 11 cm.

Ciężar: 2,3 kg.

Statyw pasuje np. do taśmy o Nr-Art. 6-2480 i kolejne (taśmy nie są zawarte w zakresie dostawy).