



Płyn dezynfekujący Korsolex[®] plus



Koncentrat czyszczący i dezynfekujący o przyjemnym zapachu. Nie zawiera aldehydów. Przeznaczony do dezynfekcji urządzeń laboratoryjnych, porcelany, narzędzi, materiałów z gumy i tworzywa sztucznego. Odznacza się wysoką tolerancją materiałową. Nadaje się do użycia w myjkach ultradźwiękowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	1-6117	Płyn dezynfekujący Korsolex [®] plus	butelka	2 l
	1-6118	Płyn dezynfekujący Korsolex [®] plus	kanister	5 l

Opis

Koncentrat czyszczący i dezynfekujący o przyjemnym zapachu. Nie zawiera aldehydów. Przeznaczony do dezynfekcji urządzeń laboratoryjnych, porcelany, narzędzi, materiałów z gumy i tworzywa sztucznego. Odznacza się wysoką tolerancją materiałową. Nadaje się do użycia w myjkach ultradźwiękowych. Ma działanie grzybobójcze, prątkobójcze oraz w ograniczonym stopniu wirusobójcze (HBV/HIV, BVDV, papowawirusy, rotawirusy i vacciniawirusy). Skuteczny przeciwko zarazkom odpornym na antybiotyki oraz bakteriom *heliobacter pylori* w ramach stężeń podawanych przez niemieckie Stowarzyszenie Higieny Stosowanej.