



Płyn dezynfekujący Labosol[®] D

Płyn dezynfekujący do wszystkich zmywalnych, wodoodpornych powierzchni. Skutecznie czyści i dezynfekuje. Przeznaczony do dużych powierzchni jak i do narzędzi. Zapewnia skuteczne oczyszczenie z zarasków i brudu. Zgodny z wytycznymi DGHM VII (Niemieckie Przepisy Higieniczne) i DVG dotyczącymi dezynfekcji powierzchni. Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	1-6784	Płyn dezynfekujący Labosol [®] D	1 l
	1-6785	Płyn dezynfekujący Labosol [®] D	5 l

Opis

Płyn dezynfekujący do wszystkich zmywalnych, wodoodpornych powierzchni. Skutecznie czyści i dezynfekuje. Przeznaczony do dużych powierzchni jak i do narzędzi. Zapewnia skuteczne oczyszczenie z zarasków i brudu. Zgodny z wytycznymi DGHM VII (Niemieckie Przepisy Higieniczne) i DVG dotyczącymi dezynfekcji powierzchni. Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Skuteczny wobec HIV i wirusa zapalenia wątroby typu B. Wyjątkowo skuteczny przy silnym zabłoceniu.

Stężenie: 0,5 – 3 %.

Czas działania: 15 min. – 4 godz.