



Taśmy samoprzylepne neoTape[®], kolorowe

Uniwersalne, samoprzylepne taśmy do opisywania. Do wykorzystania w laboratoriach, warsztatach, gabinetach lekarskich itd. Mogą być opisywane ołówkiem, długopisem, pisakiem, tuszem, maszyną do pisania itd. Po oderwaniu nie pozostawiają śladów i mogą zostać użyte ponownie. Odporne na olej, wodę i słabe kwasy. Trwałe w temperaturze od -23°C do +121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Kolor
	2-6120	Taśma samoprzylepna	13 mm	biały
	2-6121	Taśma samoprzylepna	13 mm	żółty
	2-6122	Taśma samoprzylepna	13 mm	zielony
	2-6123	Taśma samoprzylepna	13 mm	ciemnoróżowy
	2-6124	Taśma samoprzylepna	13 mm	czerwony
	2-6125	Taśma samoprzylepna	13 mm	pomarańczowy
	2-6126	Taśma samoprzylepna	13 mm	niebieski
	2-6130	Taśma samoprzylepna	13 mm	jasnoróżowy
	2-6131	Taśma samoprzylepna	13 mm	fioletowy
	2-6132	Taśma samoprzylepna	13 mm	lawendowy
	2-6140	Taśma samoprzylepna	19 mm	biały
	2-6141	Taśma samoprzylepna	19 mm	żółty
	2-6142	Taśma samoprzylepna	19 mm	zielony
	2-6143	Taśma samoprzylepna	19 mm	ciemnoróżowy
	2-6144	Taśma samoprzylepna	19 mm	czerwony
	2-6145	Taśma samoprzylepna	19 mm	pomarańczowy
	2-6146	Taśma samoprzylepna	19 mm	niebieski
	2-6150	Taśma samoprzylepna	19 mm	jasnoróżowy
	2-6151	Taśma samoprzylepna	19 mm	fioletowy

	2-6152	Taśma samoprzylepna	19 mm	lawendowy
	2-6160	Taśma samoprzylepna	25 mm	biały
	2-6161	Taśma samoprzylepna	25 mm	żółty
	2-6162	Taśma samoprzylepna	25 mm	zielony
	2-6163	Taśma samoprzylepna	25 mm	ciemnoróżowy
	2-6164	Taśma samoprzylepna	25 mm	czerwony
	2-6165	Taśma samoprzylepna	25 mm	pomarańczowy
	2-6166	Taśma samoprzylepna	25 mm	niebieski
	2-6170	Taśma samoprzylepna	25 mm	jasnoróżowy
	2-6171	Taśma samoprzylepna	25 mm	fioletowy
	2-6172	Taśma samoprzylepna	25 mm	lawendowy

Opis

Uniwersalne, samoprzylepne taśmy do opisywania. Do wykorzystania w laboratoriach, warsztatach, gabinetach lekarskich itd. Mogą być opisywane ołówkiem, długopisem, pisakiem, tuszem, maszyną do pisania itd. Po oderwaniu nie pozostawiają śladów i mogą zostać użyte ponownie. Odporne na olej, wodę i słabe kwasy. Trwałe w temperaturze od -23°C do +121°C.

Długość rolki: 55 m.

Średnica wewnętrzna rolki: 76 mm.