



Koncentrat do czyszczenia kuwet spektrofotometrycznych

Alkaliczny koncentrat do czyszczenia kuwet wykonanych ze szkła i ze szkła kwarcowego. Zawiera składniki umożliwiające szczególnie delikatne rozpuszczanie zabrudzeń na kuwetach o precyzyjnie wypolerowanych okienkach. Nie pozostawia resztek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	3-1096	Koncentrat do czyszczenia kuwet Kuvettol	butelka	250 ml

Opis

Alkaliczny koncentrat do czyszczenia kuwet wykonanych ze szkła i ze szkła kwarcowego. Zawiera składniki umożliwiające szczególnie delikatne rozpuszczanie zabrudzeń na kuwetach o precyzyjnie wypolerowanych okienkach. Nie pozostawia resztek.

Stosowane stężenie: 2%.