



Proszek do zmywarek Labosol[®] M

Intensywnie czyszczący środek alkaliczny w formie proszku. Przeznaczony do zmywarek. Usuwa zanieczyszczenia chemiczne i bakteriologiczne. Nie pieni się. Nie zawiera chloru. Dozowanie: 1-3 g/l.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	1-6102	Proszek do zmywarek Labosol [®] M	1 kg
	1-6100	Proszek do zmywarek Labosol [®] M	10 kg

Opis

Intensywnie czyszczący środek alkaliczny w formie proszku. Przeznaczony do zmywarek. Usuwa zanieczyszczenia chemiczne i bakteriologiczne. Nie pieni się. Nie zawiera chloru. Dozowanie: 1-3 g/l.