






## Taśmy klejące odporne na temp. od -231°C do +287°C

Białe taśmy klejące na bazie tekstyliów ze specjalnym klejem. Samoprzylepne. Idealne do stosowania w ekstremalnych temperaturach. Nadają się zarówno do użytku w bardzo niskich temperaturach, jak też do inkubatorów, sterylizatorów itp. Mogą być opisywane ołówkiem, długopisem, flamastrem itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Kolor	Dł. rolki
	2-6260	Taśma klejąca odporna na temp.	13 mm	biały	7,6 m
	2-6261	Taśma klejąca odporna na temp.	19 mm	biały	7,6 m
	2-6262	Taśma klejąca odporna na temp.	25 mm	biały	7,6 m

### Opis

Białe taśmy klejące na bazie tekstyliów ze specjalnym klejem. Samoprzylepne. Idealne do stosowania w ekstremalnych temperaturach. Nadają się zarówno do użytku w bardzo niskich temperaturach, jak też do inkubatorów, sterylizatorów itp. Mogą być opisywane ołówkiem, długopisem, flamastrem itp. Dostępne różne szerokości. Odporność na temperatury: od -231°C do +287°C.

**Długość rolki:** 7,6 m.