



LABOVAKOL[®]

FOR MY LAB
neoLab[®]

Specjalny olej do pomp próżniowych. Charakteryzuje się doskonałą zdolnością demulgowania zgodnie z DIN 51 599, oddzielania powietrza zgodnie z DIN 51 381 oraz bardzo dobrą ochroną przeciwkorozyjną zgodnie z DIN 52 585. Labovakol[®] nadaje się zwłaszcza do odsysania agresywnych par i dużych ilości cieczy. Możliwość stosowania w próżni do 10⁻⁴ mbar. Wysoka odporność temperaturowa.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	1-6050	Labovakol [®]	5 l
	1-6051	Labovakol [®]	1 l

Opis

Specjalny olej do pomp próżniowych. Charakteryzuje się doskonałą zdolnością demulgowania zgodnie z DIN 51 599, oddzielania powietrza zgodnie z DIN 51 381 oraz bardzo dobrą ochroną przeciwkorozyjną zgodnie z DIN 52 585. Labovakol[®] nadaje się zwłaszcza do odsysania agresywnych par i dużych ilości cieczy. Możliwość stosowania w próżni do 10⁻⁴ mbar. Wysoka odporność temperaturowa