



Koncentrat do łaźni wodnych zapobiegający tworzeniu się glonów, bakterii i grzybów BAD Stabil[®]

FOR MY LAB
neoLab[®]

Koncentrat do łaźni wodnych i obiegów termostatycznych. Zapobiega tworzeniu się glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. Niebieski kolor świadczy o skutecznym działaniu preparatu. Jeśli niebieski kolor zniknie, należy ponownie przygotować roztwór do kąpiei wodnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	1-6095	Koncentrat do łaźni wodnych zapobiegający tworzeniu się glonów, bakterii i grzybów BAD Stabil [®]	100 ml

Opis

Koncentrat do łaźni wodnych i obiegów termostatycznych. Zapobiega tworzeniu się glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. Niebieski kolor świadczy o skutecznym działaniu preparatu. Jeśli niebieski kolor zniknie, należy ponownie przygotować roztwór do kąpiei wodnej. Koncentrat ulega rozkładowi biologicznemu, jest nietoksyczny, bakteriobójczy i grzybobójczy. Dzięki niskiemu stężeniu użytkowemu wynoszącemu zaledwie 0,1%, 100 ml płynu wystarcza na 100 l cieczy w łaźni wodnej.