



Odkamieniacz

Odkamieniacz do szklanych urządzeń, czajników, destylatorów, grzałek, ekspresów do kawy, umywalek, elementów grzejnych zmywarek laboratoryjnych itd. W zależności od celu użycia stosuje się 1-5 %-owy roztwór z wodą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	2-4102	Odkamieniacz	kanister	5,0 l
	2-4100	Odkamieniacz	butelka	1,0 l

Opis

Odkamieniacz do szklanych urządzeń, czajników, destylatorów, grzałek, ekspresów do kawy, umywalek, elementów grzejnych zmywarek laboratoryjnych itd. W zależności od celu użycia stosuje się 1-5 %-owy roztwór z wodą.

Nie zawiera kwasu mrówkowego i solnego, stąd nie posiada ostrego zapachu. Stanowi mieszaninę z kwasu fosforowego, inhibitorów i środków powierzchniowo czynnych. Lekko się pieni.

Uwaga: środek żrący!