




## Drewniany uchwyt do probówek

**ISOLAB**  
Laborgeräte GmbH

Drewniany uchwyt do probówek.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                        | Maks. śr. probówki |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
|  | S-1526  | Drewniany uchwyt do probówek | 25 mm              |

### Opis

Drewniany uchwyt do probówek. Umożliwia przenoszenie probówek o maksymalnej średnicy 25 mm.

**Długość:** 180 mm.