



Szczypce do probówek

Szczypce niklowane, wykonane z cynku. Rączki są pokryte winylem, aby zapewnić pewny chwyt. Szerokie szczęki doskonale nadają się do łapania i przenoszenia probówek.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Szer. szczęk



B-0703

Szczypce do probówek

55 mm

Opis

Szczypce niklowane, wykonane z cynku. Rączki są pokryte winylem, aby zapewnić pewny chwyt. Szerokie szczęki doskonale nadają się do łapania i przenoszenia probówek.