



Szczypce ze stali chromowanej do zlewek

ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Szczypce do zlewek wykonane ze stali nierdzewnej i zakończone PCV. Ułatwiają przenoszenie zlewek o poj. od 100 ml do 1000 ml.

Miniatura



Nr-art.

B-1570

Nazwa

Szczypce do zlewek

Długość

280 mm

Opis

Szczypce do zlewek wykonane ze stali nierdzewnej i zakończone PCV. Ułatwiają przenoszenie zlewek o poj. od 100 ml do 1000 ml.

Długość: 280 mm.