



Pierścienie obciążające, otwarte

Przeznaczone do obciążania naczyń szklanych w łaźniach wodnych. Zapobiegają ich pływaniu lub przewracaniu się. Ołowiane, z powłoką z PCV.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Waga	Śr. wew.	Pasujący na kolby	Pasujący na butelki
	3-1625	Pierścień obciążający, otwarty	650 g	50 mm	50-250 ml	100-500 ml
	3-1627	Pierścień obciążający, otwarty	900 g	70 mm	200-500 ml	1000-2000 ml
	3-1630	Pierścień obciążający, otwarty	1200 g	100 mm	750-1500 ml	-

Opis

Przeznaczone do obciążania naczyń szklanych w łaźniach wodnych. Zapobiegają ich pływaniu lub przewracaniu się. Ołowiane, z powłoką z PCV.