



Stojak z drutu na pierścienie obciążające



Praktyczny stojak na pierścienie obciążające o średnicy od 20 do 74 mm. Wykonany z drutu.

Miniatura



Nr-art.

6-1019

Nazwa

Stojak z drutu na pierścienie obciążające

Kolor

niebieski

Opis

Praktyczny stojak na pierścienie obciążające o średnicy od 20 do 74 mm. Wykonany z drutu. Pasuje do pierścieni neoLab o [Nr-Art. 6-1010 i kolejne](#).