



Podstawki z korka do okrągłych kolb

Do kolb o poj. od 100 ml do 5000 ml i wysokości 30 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Do kolb o poj.
	E-1181	Podstawka z korka do okrągłych kolb	ø 80/30 mm	100 ml
	E-1182	Podstawka z korka do okrągłych kolb	ø 110/60 mm	250-500 ml
	E-1183	Podstawka z korka do okrągłych kolb	ø 140/90 mm	1000-2000 ml
	E-1184	Podstawka z korka do okrągłych kolb	ø 170/120 mm	4000-6000 ml

Opis

Do kolb o poj. od 100 ml do 5000 ml i wysokości 30 mm.