



Statyw laboratoryjny z wyposażeniem

Statyw laboratoryjny z podstawowym wyposażeniem to solidny zestaw obejmujący pręt 90 cm (Ø 12 mm) z lakierowaną podstawą oraz komplet stalowych, nierdzewnych uchwytów: pięć łączników krzyżowych, podwójną łapę do biuret, łapy do kolb (małą i dużą), łapę do chłodzińców oraz pierścienie 90 mm (zamknięty) i 60 mm (otwarty), umożliwiające stabilny montaż aparatury w różnych konfiguracjach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-3258	Statyw laboratoryjny z wyposażeniem, wym. podstawy: 300 x 220 mm
	B-3259	Statyw laboratoryjny bez wyposażenia, dł. pręta 900 mm, wym. podstawy: 300 x 220 mm
	B-3260	Łapa do biuret podwójna, chromowana
	B-3261	Łapa do biuret pojedyncza, chromowana
	B-3262	Łapa do chłodzińców, chromowana
	B-3263	Łapa do kolb - duża, chromowana (śr. rozw. 25-55 mm)
	B-3264	Łapa do kolb - mała, chromowana (śr. rozw. 12-40 mm)
	B-3265	Łącznik krzyżowy, chromowany (śr. rozw. 12,5 mm)
	B-3266	Pręt do statywu laboratoryjnego, chromowany - długość 500 mm
	B-3267	Pręt do statywu laboratoryjnego, chromowany - długość 600 mm
	B-3268	Pręt do statywu laboratoryjnego, chromowany - długość 750 mm
	B-3269	Pręt do statywu laboratoryjnego, chromowany - długość 900 mm
	B-3270	Pręt do statywu laboratoryjnego, chromowany - długość 1000 mm
	B-3273	Pierścień stalowy zamknięty, chromowany, średnica 30 mm
	B-3274	Pierścień chromowany otwarty, średnica 50 mm
	B-3275	Pierścień chromowany zamknięty, średnica 50 mm
	B-3276	Pierścień chromowany otwarty, średnica 40 mm
	B-3277	Pierścień chromowany otwarty, średnica 60 mm
	B-3278	Pierścień chromowany zamknięty, średnica 60 mm



B-3279	Pierścień chromowany otwarty, średnica 90 mm
B-3280	Pierścień chromowany zamknięty, średnica 90 mm
B-3281	Pierścień chromowany otwarty, średnica 120 mm
B-3282	Pierścień chromowany zamknięty, średnica 120 mm
B-3283	Pierścień chromowany zamknięty, średnica 150 mm

Opis

Statyw laboratoryjny z podstawowym wyposażeniem:

- pręt z podstawą (L=90 cm; D=12 mm),
- łącznik krzyżowy (5 szt.),
- łapa do biuret podwójna,
- pierścień o średnicy 90 mm zamknięty,
- pierścień otwarty o średnicy 60 mm,
- łapa do chłodnic,
- łapa do kolb mała,
- łapa do kolb duża.

Uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej, podstawa statywu jest lakierowana.