



Autoklawowalne worki Biohazard 13 l / 22 l / 59 l

Worki wykonane z polipropylenu o grubości 40 µm. Przezroczyste, z dobrze widocznym napisem ostrzegawczym „Biohazard”. Idealne do stosowania w laboratoriach generujących odpady biologicznie niebezpieczne, np. zanieczyszczone probówki, szalki, pojemniki. Autoklawowalne (w czasie autoklawowania worki muszą być otwarte). Odporne na temperaturę do +145°C.

Produkt zastępujący: [Worki autoklawowalne z PP - z logo Biohazard.](#)

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Pojemność	Szt./Op.
	B-1224	Autoklawowalne worki jednorazowe Biohazard	305 x 660 mm	13,3 l	100 szt.
	B-1226	Autoklawowalne worki jednorazowe Biohazard	420 x 600 mm	22,5 l	100 szt.
	B-1223	Autoklawowalne worki jednorazowe Biohazard	600 x 780 mm	59,6 l	100 szt.

Opis

Worki wykonane z polipropylenu o grubości 40 µm. Przezroczyste, z dobrze widocznym napisem ostrzegawczym „Biohazard”. Idealne do stosowania w laboratoriach generujących odpady biologicznie niebezpieczne, np. zanieczyszczone probówki, szalki, pojemniki. Autoklawowalne (w czasie autoklawowania worki muszą być otwarte). Odporne na temperaturę do +145°C.

Produkt zastępujący: [Worki autoklawowalne z PP - z logo Biohazard.](#)