



Statyw ramowy żeliwny



Solidny statyw laboratoryjny z możliwością montażu wielu uchwytów i łap w różnych konfiguracjach przestrzennych. Pręty wykonane z aluminium (średnica: 12 mm). Podstawa statywu wykonana z lakierowanego żeliwa.

Miniatura



Nr-art.

D-1090

Nazwa

Statyw ramowy

Opis

Solidny statyw laboratoryjny z możliwością montażu wielu uchwytów i łap w różnych konfiguracjach przestrzennych. Pręty wykonane z aluminium (średnica: 12 mm). Podstawa statywu wykonana z lakierowanego żeliwa.

Wymiary: 500 x 250 x 800 mm.

Masa: 6,5 kg.