



Podstawy i pręty statywów

Podstawy statywów ze stali: z powłoką proszkową, w kolorze kości słoniowej; z otworem i gwintem M10.

Pręty statywów ze stali szlachetnej 18/8: z gwintem M10; średnica: 12 mm.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Rozmiar |
|-----------|---------|------------------|------------|
| | 2-2290 | Podstawa statywu | 21 x 13 cm |
| | 2-2291 | Podstawa statywu | 25 x 16 cm |
| | 2-2292 | Podstawa statywu | 30 x 15 cm |
| | 2-2295 | Pręt statywu | dł. 60 cm |
| | 2-2296 | Pręt statywu | dł. 75 cm |
| | 2-2297 | Pręt statywu | dł. 100 cm |

Opis

Podstawy statywów ze stali: z powłoką proszkową, w kolorze kości słoniowej; z otworem i gwintem M10.

Pręty statywów ze stali szlachetnej 18/8: z gwintem M10; średnica: 12 mm.