



Statyw na biurety

Łatwy w użyciu. Dostosowany do wszystkich powszechnie znanych rozmiarów biuret i średnicy pręta statywu 11-13 mm. Wykonany w całości z tworzywa sztucznego. Prosty montaż bez śrub.

Miniatura



Nr-art.

2-2241

Nazwa

Statyw na biurety z płytą i prętem

Opis

Łatwy w użyciu. Dostosowany do wszystkich powszechnie znanych rozmiarów biuret i średnicy pręta statywu 11-13 mm. Wykonany w całości z tworzywa sztucznego. Prosty montaż bez śrub.

Długość statywu z prętem: 680 mm.

Wymiary płyty z tworzywa sztucznego: 240 x 240 mm.

Białe pole do miareczkowania.

W ofercie dostępny jest również dedykowany [uchwyt na biurety](#).