



Podnośniki laboratoryjne



Podnośniki laboratoryjne zgodne z normą DIN 12897. Wykonane z lekkiego metalu. Wysokość regulowana.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Regulacja wysokości	Wym. płyty	Maks. obciążenie
	E-1706	Podnośnik laboratoryjny DIN 12897	60 - 200 mm	110 x 100 mm	4 kg
	E-1707	Podnośnik laboratoryjny DIN 12897	60 - 250 mm	160 x 130 mm	7 kg
	E-1708	Podnośnik laboratoryjny DIN 12897	70 - 260 mm	200 x 200 mm	7 kg
	E-1709	Podnośnik laboratoryjny DIN 12897	130 - 465 mm	300 x 300 mm	12 kg

Opis

Podnośniki laboratoryjne zgodne z normą DIN 12897. Wykonane z lekkiego metalu. Wysokość regulowana. Maksymalne obciążenie od 4 kg do 12 kg w zależności od wariantu.