



## Podnośniki laboratoryjne ze stali szlachetnej

Podnośnik laboratoryjny wykonany ze stali szlachetnej, z aluminiową płytą. Duże pokrętko umożliwia bezproblemowe stopniowe podnoszenie i opuszczanie, nawet przy dużym obciążeniu. Szeroka podstawa zapewnia stabilność.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                          | Maks. wysokość | Wym. płyty   | Maks. obciążenie |
|-----------|---------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|
|           | 2-5195  | Podnośnik ze stali szlachetnej | 140 mm         | 100 x 100 mm | 10 kg            |
|           | 2-5196  | Podnośnik ze stali szlachetnej | 290 mm         | 150 x 150 mm | 30 kg            |
|           | 2-5197  | Podnośnik ze stali szlachetnej | 290 mm         | 200 x 200 mm | 40 kg            |
|           | 2-5198  | Podnośnik ze stali szlachetnej | 290 mm         | 200 x 230 mm | 40 kg            |

### Opis

Podnośnik laboratoryjny wykonany ze stali szlachetnej, z aluminiową płytą. Duże pokrętko umożliwia bezproblemowe stopniowe podnoszenie i opuszczanie, nawet przy dużym obciążeniu. Szeroka podstawa zapewnia stabilność.

**Wysokość podnośnika po złożeniu:** 60 mm