



Dwustronny zacisk stołowy DuoCLIP - giętki

Zacisk stołowy dwustronny z gumową wkładką. Przystosowany do szybkiego montażu na stołach, statywach czy płytach po jednej stronie oraz do przytrzymywania małych części, lamp, lup, termometrów itp. po drugiej stronie. Giętki, czarny wąż metalowy umożliwia ustawienie w każdej pozycji.

Miniatura



Nr-art.

2-4158

Nazwa

Dwustronny zacisk stołowy, giętki

Opis

Zacisk stołowy DuoCLIP – dwustronny z gumową wkładką. Przystosowany do szybkiego montażu na stołach, statywach czy płytach po jednej stronie oraz do przytrzymywania małych części, lamp, lup, termometrów itp. po drugiej stronie. Giętki, czarny wąż metalowy umożliwia ustawienie w każdej pozycji.

Długość elastycznego ramienia: ok. 430 mm.

Rozpiętość uchwytu: maks. 50 mm.

Długość całkowita: 640 mm.