





## Stojak stołowy na worki - mały - wys. 25 cm

Stojaki stołowe na worki do utylizacji odpadów cechuje stabilna konstrukcja oparta na trzech nóżkach z gumowymi podkładkami. Ich wysokość to 25 cm. Praktyczny kształt ułatwia stosowanie w laboratoriach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Materiał	Szt./Op.
	1-7106	Stojak na worki	wys. 25 cm	stal z żółtą powłoką	1 szt.
	B-7108	Stojak na worki	wys. 25 cm	stal z białą powłoką	1 szt.

### Opis

Oferujemy praktyczne stojaki stołowe na worki do utylizacji odpadów, dostępne w dwóch wariantach materiałowych. **Stojaki dostępne są w dwóch wariantach:** ze stalowego drutu pokrytego żółtą powłoką epoksydową, zapewniającą wysoką wytrzymałość chemiczną lub ze stali pokrytej białym tworzywem sztucznym, co gwarantuje trwałość i łatwość utrzymania w czystości.

Oba stojaki mają **stabilną konstrukcję opartą na trzech nóżkach wyposażonych w gumowe podkładki**, które chronią powierzchnię stołu i zapobiegają przesuwaniu. **Całkowita wysokość wynosi 25 cm.** Stojaki mają stabilną konstrukcję i praktyczny kształt, co ułatwia ich stosowanie w laboratoriach.