



Fiolki Headspace Crimp Top

thermoscientific

Fiolki headspace Crimp Top wykonane z najwyższej jakości bezbarwnego szkła borokrzemowego I klasy hydrolitycznej. Z zaokrąglonym dnem i kołnierzem ND20.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Śr. szyjki	Śr. x wys.	Szt./Op.
	22-CV	Fiolki Headspace Crimp Top	okrągłe dno	bezbarwny	22 ml	20 mm	23 x 75 mm	125 szt.

Opis

Fiolki headspace Crimp Top marki Chromacol zostały wykonane z najwyższej jakości szkła borokrzemowego I klasy hydrolitycznej. Przezroczyste fiolki ND 20 pasują do większości autosamplerów, natomiast model 22-CV jest kompatybilny z autosamplerem Tekmar™.

Zaokrąglone dno ułatwia pracę ramienia robota, pozwala na szybkie wyjęcie fiolki z tacy lub wsunięcie jej do termobloku. Dodatkowo, pozwala to na lepszą dystrybucję ciśnienia wewnętrznego na powierzchni szkła, które tworzy się pod wpływem wysokiej temperatury i zwiększa wytrzymałość fiolek podczas wyrównywania temperatury.

Kołnierz o ściętym, fazowanym wykończeniu pozwala na uzyskanie skuteczniejszego uszczelnienia po zamknięciu fiolki kapslem z septą.