



Końcówki do pipet HTL w workach



Końcówki przeznaczone do pipet HTL zostały wykonane z polipropylenu o wysokiej przejrzystości. Pakowane w worki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	B-4301	Końcówki do pipet HTL	0,5-10 µl	worek	1000 szt.	301-03-052
	B-4302	Końcówki do pipet HTL - długie	0,5-10 µl	worek	1000 szt.	301-22-052
	B-4303	Końcówki do pipet HTL	1-200 µl	worek	1000 szt.	301-02-052
	B-4304	Końcówki do pipet HTL - ze znacznikami	1-200 µl	worek	1000 szt.	301-06-052
	B-4305	Końcówki do pipet HTL	1-300 µl	worek	1000 szt.	301-16-052
	B-4306	Końcówki do pipet HTL	100-1000 µl	worek	1000 szt.	301-01-202
	B-4307	Końcówki do pipet HTL	1000-5000 µl	worek	250 szt.	301-71-052
	B-4308	Końcówki do pipet HTL	1000-10000 µl	worek	100 szt.	301-75-052

Opis

Wysokiej jakości końcówki kompatybilne z pipetami HTL zostały wykonane z polipropylenu. Specjalnie zaprojektowany, elastyczny kołnierz zapewnia dobre, szczelne dopasowanie końcówek do trzonów pipet różnych producentów. Pakowane w worki.

Dostępne w szerokiej gamie objętości: 0,5-10 µl, 1-200 µl, 1-300 µl, 100-1000 µl, 1000-5000 µl oraz 1000-10000 µl.

Końcówki typu mikro o poj. 0,5-10 µl dostępne są w dwóch wersjach: standardowej B-4301 oraz długiej B-4302.

Końcówki o pojemności 1-200 µl oferowane są w wersji bez znaczników B-4303 lub ze znacznikami B-4304.

Poza końcówkami pakowanymi w worki dostępne są również końcówki w [pudełkach](#), w [pudełkach sterylnych](#) lub [zestaw wymiennych tacek](#), a także sterylne końcówki z filtrem.

Możliwość sterylizacji końcówek oraz pudełek w autoklawie w 121°C (15 min.)