



Końcówki do pipet HTL - zestaw wymiennych tacek



Końcówki do pipet HTL zostały wykonane z wysokiej jakości polipropylenu. Oferowane w formie zestawu wymiennych tacek dla 2 pojemności: 0,5-10 µl oraz 1-200 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	B-4331	Końcówki do pipet HTL	0,5-10 µl	zestaw wymiennych tacek	96 szt. x 2x5 tacek + 2 pudełka	301-79-102
	B-4333	Końcówki do pipet HTL	1-200 µl	zestaw wymiennych tacek	96 szt. x 2x5 tacek + 2 pudełka	301-79-052

Opis

Wysokiej jakości końcówki kompatybilne z pipetami HTL zostały wykonane z przejrzystego polipropylenu. Elastyczny kołnierz zapewnia idealne dopasowanie do trzonka pipety HTL. W skład zestawu wchodzi 10 tacek zawierających po 96 końcówek oraz 2 pudełka. Puste pudełka można w łatwy i wygodny sposób uzupełnić wymienną tacką.

Zestawy oferowane są dla dwóch pojemności końcówek: 0,5-10 µl oraz 1-200 µl.

Końcówki przeznaczone do pipet HTL dostępne są również w [workach](#), [pudełkach](#) lub [sterylnych pudełkach](#).