



Końcówki do pipet HTL w sterylnych pudełkach



Sterylnie końcówki pakowane w pudełka. Kompatybilne z pipetami HTL. Wykonane z polipropylenu o wysokiej przejrzystości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	B-4321	Końcówki do pipet HTL	0,5-10 µl	pudełko sterylne	10 x 96 szt.	301-03-152
	B-4322	Końcówki do pipet HTL - długie	0,5-10 µl	pudełko sterylne	10 x 96 szt.	301-22-152
	B-4323	Końcówki do pipet HTL	1-200 µl	pudełko sterylne	10 x 96 szt.	301-02-202
	B-4324	Końcówki do pipet HTL - ze znacznikami	1-200 µl	pudełko sterylne	10 x 96 szt.	301-06-352
	B-4325	Końcówki do pipet HTL	100-1000 µl	pudełko sterylne	10 x 100 szt.	301-01-352

Opis

Wysokiej jakości **sterylne** końcówki w **pudełkach** kompatybilne z pipetami HTL zostały wykonane z przejrzystego polipropylenu. Zostały zaprojektowane tak, aby idealnie przylegały do trzonka pipet HTL. Elastyczny kołnierz zapewnia szczelne dopasowanie końcówek również do pipet innych producentów. Końcówki pakowane są w zamykane pudełka, co gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo stosowania.

W przypadku końcówek o pojemności 0,5-10 µl, 1-200 µl pudełko zawiera 96 końcówek. Natomiast jedno pudełko końcówek o poj. 100-1000 µl zawiera 100 szt.

Końcówki typu mikro o poj. 0,5-10 µl dostępne są w dwóch wersjach: standardowej B-4321 oraz długiej B-4322.

Poza końcówkami pakowanymi w sterylne pudełka dostępne są również końcówki w [workach](#), w [zestawie wymiennych tacek](#) oraz [pudełkach](#), a także sterylne końcówki z filtrem.

Produkt nr B-4324 w promocyjnej cenie ma krótki lub przekroczony termin ważności.