



Torebki polipropylenowe

Torebki polipropylenowe do różnorodnych zastosowań. Posiadają antystatyczne samoprzylepne zamknięcie. Przezroczyste. Opakowanie zawiera 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Wymiary	Szt./Op.
	B-0202	Torebki polipropylenowe	PP	80 x 160 mm	100 szt.
	B-0203	Torebki polipropylenowe	PP	150 x 250 mm	100 szt.
	B-0204	Torebki polipropylenowe	PP	250 x 350 mm	100 szt.

Opis

Torebki polipropylenowe do różnorodnych zastosowań. Posiadają antystatyczne samoprzylepne zamknięcie. Przezroczyste. Opakowanie zawiera 100 szt.