


Pojemniki do przechowywania Benchtop



Pudełka do przechowywania i dozowania małych artykułów laboratoryjnych. Ergonomiczny, pochylony kształt i duże otwory zapewniają wygodę użytkowania. Nadają się do użytkowania w rękawiczkach. Całkowicie otwarta pokrywa nie opada samodzielnie. Pojemniki posiadają gumowe, antypoślizgowe nóżki oraz otwory pozwalające na mocowanie przy ścianie (kołki montażowe w zestawie). Produkt L-0392 posiada demontowalną przegrodę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba otworów	Kolor	Szer. x gł. x wys.
	L-0392	Pojemnik do przechowywania Benchtop	dwukomorowy	zielony	180 x 165 x 155 mm
	L-0393	Pojemnik do przechowywania Benchtop	jednokomorowy	niebieski	155 x 170 x 155 mm

Opis

Pudełka do przechowywania i dozowania małych artykułów laboratoryjnych. Ergonomiczny, pochylony kształt i duże otwory zapewniają wygodę użytkowania. Nadają się do użytkowania w rękawiczkach. Całkowicie otwarta pokrywa nie opada samodzielnie. Pojemniki posiadają gumowe, antypoślizgowe nóżki oraz otwory pozwalające na mocowanie przy ścianie (kołki montażowe w zestawie). Produkt L-0392 posiada demontowalną przegrodę.