



Stołowy pojemnik na odpady Biohazard



Pojemnik na odpady wykonany ze stali szlachetnej (400). Przeznaczony do użytku na stołach roboczych. Odpowiedni dla małych przedmiotów, takich jak końcówki do pipet, igły i probówki mikrowirówkowe. Pokrywa wahadłowa izoluje przykre zapachy. Łatwy do utrzymania w czystości. Powierzchnia ze szczotkowanej stali redukuje odciski palców.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Szt./Op.



6-2150

Stołowy pojemnik na odpady

1 szt.

Opis

Pojemnik na odpady wykonany ze stali szlachetnej (400). Przeznaczony do użytku na stołach roboczych. Odpowiedni dla małych przedmiotów, takich jak końcówki do pipet, igły i probówki mikrowirówkowe. Pokrywa wahadłowa izoluje przykre zapachy. Łatwy do utrzymania w czystości. Powierzchnia ze szczotkowanej stali redukuje odciski palców.

Do pojemnika pasują worki o wymiarach 25 x 25 cm.

Średnica części górnej: 12,7 cm. Wysokość: 19 cm