





Kosz stołowy na drobne odpady

Stołowy kosz na drobne odpady – igły, końcówki pipet itp. Wykonany z wysokiej jakości satynowanej stali szlachetnej – odporny na uszkodzenia, chemikalia, łatwy w czyszczeniu. Posiada uchylną, zdejmowaną pokrywkę, dzięki czemu nie ma potrzeby zamykania go po użyciu, co znacznie zwiększa komfort pracy i zmniejsza ryzyko kontaktu z materiałem znajdującym się wewnątrz kosza. Dzięki kompaktowym wymiarom zajmuje niewiele miejsca. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Materiał	Szt./Op.
	B-0108	Kosz stołowy na drobne odpady	120 x 165 mm	stal szlachetna	1 szt.
	B-0109	Kosz stołowy na drobne odpady ze znakiem Biohazard	120 x 165 mm	stal szlachetna	1 szt.

Opis

Stołowy kosz na drobne odpady – igły, końcówki pipet itp. Wykonany z wysokiej jakości satynowanej stali szlachetnej – odporny na uszkodzenia, chemikalia, łatwy w czyszczeniu. Posiada uchylną, zdejmowaną pokrywkę, dzięki czemu nie ma potrzeby zamykania go po użyciu, co znacznie zwiększa komfort pracy i zmniejsza ryzyko kontaktu z materiałem znajdującym się wewnątrz kosza. Dzięki kompaktowym wymiarom zajmuje niewiele miejsca. Autoklawowalny.

Dostępny także w wersji z oznakowaniem „Biohazard”.

Do kosza pasują worki o [Nr-Art. 1-7104 i 1-7105](#).

Wymiary: 120 x 165 mm

Pojemność: 1,5 l