



## Pojemniki na odpady niebezpieczne Biohazard

NALGENE<sup>®</sup>

Pojemnik wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny. Przeznaczony do magazynowania materiałów niebezpiecznych biologicznie. Wygodna sterylizacja – pasujący worek na odpady jest sterylizowany łącznie z pojemnikiem. Otwór w pokrywie umożliwia sprawne usuwanie danego materiału, co ogranicza kontakt z substancją zakaźną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.
	N-1798	Pojemnik na odpady niebezpieczne Biohazard	5,5 l	22 x 28 cm
	N-1799	Pojemnik na odpady niebezpieczne Biohazard	19 l	28 x 38 cm
	N-1800	Pojemnik na odpady niebezpieczne Biohazard	57 l	33 x 69 cm

### Opis

Pojemnik wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny. Przeznaczony do magazynowania materiałów niebezpiecznych biologicznie. Wygodna sterylizacja – pasujący worek na odpady jest sterylizowany łącznie z pojemnikiem. Otwór w pokrywie umożliwia sprawne usuwanie danego materiału, co ogranicza kontakt z substancją zakaźną. Ściany i dno zabezpieczone przed wyciekaniem. Znaki ostrzegawcze w kolorze czerwonym. Zgodny z normą OSHA 29 CFR (część 1930.1030) do stosowania przeciw hematogennym patogenom.

**Pojemność:** 5,5 l, 19 l lub 57 l.