



Skrobak laboratoryjny

Praktyczny skrobak z uchwytem z tworzywa sztucznego i nierdzewnym metalowym ostrzem wymiennym. Przeznaczony do usuwania pozostałości z tygli, naczyń, szyb, płyt grzewczych itd.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	2-7120	Skrobak laboratoryjny	1 szt.

Opis

Praktyczny skrobak z uchwytem z tworzywa sztucznego i nierdzewnym metalowym ostrzem wymiennym. Przeznaczony do usuwania pozostałości z tygli, naczyń, szyb, płyt grzewczych itd.

Szerokość ostrza: 50 mm.

Długość: 160 mm.

W ofercie dostępne są [zapasowe ostrza](#) przeznaczone do skrobaka.