

Obcinak



Wykonany ze specjalnej stali narzędziowej wysokiej jakości. Chromowany. Z rękojęcią izolowaną przez warstwę z PCV oraz ochroną przed ślizganiem. Wyrób niemiecki.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Dł. całkow.



2-2236

Obcinak

140 mm

Opis

Wykonany ze specjalnej stali narzędziowej wysokiej jakości. Chromowany. Z rękojęcią izolowaną przez warstwę z PCV oraz ochroną przed ślizganiem. Wyrób niemiecki.

Długość cięcia: 16 mm.