



Lejki laboratoryjne długie

Lejki wykonane ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Śr. szyjki	Długość
	S-1337	Lejek laboratoryjny długi	50 mm	7 mm	150 mm
	S-1338	Lejek laboratoryjny długi	60 mm	8 mm	150 mm
	S-1339	Lejek laboratoryjny długi	75 mm	9 mm	150 mm
	S-1340	Lejek laboratoryjny długi	90 mm	11 mm	150 mm

Opis

Lejki wykonane ze szkła borokrzemowego.