



Zestaw małych śrubokrętów - 22-częściowy

Zestaw 22 małych śrubokrętów wykonanych ze wzmocnionej stali. Oferowane w pudełku z tworzywa sztucznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Skład
	L-9998	Zestaw małych śrubokrętów	22-częściowy

Opis

Zestaw 22 małych śrubokrętów wykonanych ze wzmocnionej stali. Oferowane w pudełku z tworzywa sztucznego.

Zestaw zawiera:

- 5 kluczy płaskich: 4,0, 4,5, 5, 5,5 i 6,0 mm,
- 2 śrubokręty krzyżakowe: PH0 i PH1,
- 3 śrubokręty imbusowe: 1,5, 2,0 i 2,5 mm,
- 6 śrubokrętów płaskich: 1,0, 1,4, 2, 2,4, 3,0 i 3,5 mm,
- 5 kluczy nasadowych: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 i 5 mm,
- 1 sworzeń.