



Kapsle Flip-Off ND13

Kapsle Flip-Off przeznaczone do fiolek z wywiniętym brzegiem o śr. 13 mm. Dostarczane bez septy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	L-7402	Kapsle Flip-Off ND13	czerwone	100 szt.
	L-7403	Kapsle Flip-Off ND13	czerwone	100 szt.

Opis

Kapsle Flip-Off przeznaczone do fiolek z wywiniętym brzegiem o śr. 13 mm. Dostarczane bez septy. Dla uzyskania maksymalnego dopasowania i szczelności fiolek i kapsli zalecane jest stosowanie [sept](#), które można dokupić osobno. Zastosowanie zrywanego wieczka gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania – zapobiega niepożądanemu manipulowaniu próbkami. Kapsle Flip-Off gwarantują łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze otwieranie fiolek niż konwencjonalne kapsle. Dostarczane w opakowaniach po 100 sztuk. Kapsle Flip-Off oferowane są z wieczkiem z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym.

Kapsle Flip-Off mogą być stosowane do zamykania fiolek [z wywiniętym brzegiem ND13](#).

Do zamykania kapsli Flip-Off ND13 służy kapsłownica [L-7452](#).