



## Otwieracz do puszek

Przydatny również w laboratorium. Wysoka jakość. Polerowane uchwyty ze stali szlachetnej 18/10. Część robocza chromowana na wysoki połysk.

**Długość:** 20 cm.

**Ciężar:** 250 g.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



1-3001

Otwieracz do puszek

### Opis

Przydatny również w laboratorium. Wysoka jakość. Polerowane uchwyty ze stali szlachetnej 18/10. Część robocza chromowana na wysoki połysk.

**Długość:** 20 cm.

**Ciężar:** 250 g.