bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Płyta ociekowa z tworzywa PS

Kartell

Płyta ociekowa Kartell z tworzywa PS jest przeznaczona do wygodnego suszenia probówek, kolb, cylindrów, zlewek i innych naczyń laboratoryjnych po myciu. Konstrukcja do montażu ściennego pozwala oszczędzić miejsce na blacie, a wanienka ściekowa z odpływem pomaga odprowadzać wodę poza stanowisko pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Liczba kołków
	B-1532	Płyta ociekowa z tworzywa sztucznego	450 x 630 x 110 mm	72 szt.
	B-1533	Dodatkowe pręty	95 x 6 mm	11 szt.

Opis

Płyta ociekowa Kartell z tworzywa PS to praktyczna suszarka laboratoryjna, która ułatwia suszenie umytego szkła i naczyń laboratoryjnych, a jednocześnie pomaga utrzymać porządek w strefie zmywalni lub przy stanowisku przygotowywania sprzętu. Płyta wykonana jest z odpornego na uderzenia polistyrenu. Jej biała, jednolita konstrukcja jest łatwa do utrzymania w czystości, a wyjmowane pręty umożliwiają elastyczne rozmieszczenie naczyń.

Wygodne odprowadzanie wody

Dolna część płyty tworzy wanienkę ściekową, która zbiera wodę spływającą z naczyń. Odpływ pozwala skierować ją do zlewu lub pojemnika, dzięki czemu powierzchnia robocza pozostaje bardziej uporządkowana i sucha. To szczególnie przydatne w laboratoriach, w których codziennie myje się dużą liczbę naczyń.

Zastosowanie

Płyta ociekowa sprawdza się w laboratoriach analitycznych, badawczych, dydaktycznych, mikrobiologicznych i przemysłowych. Może być stosowana do suszenia szkła laboratoryjnego, probówek, zlewek, kolb, cylindrów miarowych, butelek oraz innych naczyń po myciu lub płukaniu.

W ofercie dostępne są zapasowe pręty do płyty ociekowej.