bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Końcówki mieszające Moebiusa - IKA

IKA®

Końcówka mieszająca Moebiusa zapewnia przepływ osiowy. Przeznaczona do substancji o niskiej i umiarkowanej lepkości. Do stosowania przy umiarkowanych prędkościach obrotowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. łopatki	Śr. pręta	Dł. pręta	Nr producenta
	K-4882	Mieszadło Moebiusa R 3000.1	100 mm	10 mm	565 mm	0020001192
	K-4883	Mieszadło Moebiusa R 3001.1	150 mm	10 mm	575 mm	0020001195

Opis

Mieszadło Moebiusa generuje osiowy przepływ mieszanej cieczy. Zastosowanie tej końcówki mieszającej powoduje przepływ materiału mieszanego od góry do dołu naczynia.

Końcówki mieszające Moebiusa R 3000.1 oraz R 3001.1 sprawdzą się przy mieszaniu substancji o niskiej i średniej lepkości.

Przeznaczone do pracy przy umiarkowanych prędkościach mieszadła mechanicznego.

Mieszadła Moebiusa można stosować z mieszadłem mechanicznym IKA RW 20 digital lub z mieszadłami mechanicznymi IKA z serii Eurostar digital i control.